

# LEGEN SIE WERT AUF EINE EINFACHE UND HYGIENISCHE HANDHABUNG?

**Entdecken Sie, wie die neue Schutzhülle von LoFric® Origo mehr Männern dabei helfen kann, die Kontrolle über ihre Blase zu übernehmen.**

Die neueste Entwicklung von LoFric Origo ist eine dünne Schutzhülle entlang des Katheters, die den Katheterschlauch vollständig umschließt. Sie ermöglicht es dem Anwender, den Katheter überall zu berühren und zu greifen, ohne den Katheterschlauch zu kontaminieren. Das breite Portfolio von LoFric Origo bietet eine hygienische Handhabung für alle Bedürfnisse und Präferenzen und ermöglicht es mehr Männern, den intermittierenden Katheterismus erfolgreich durchzuführen.



# OPTIMALE KONTROLLE UND HYGIENISCHE NON-TOUCH TECHNIK

Mit der Schutzhülle bietet LoFric Origo eine neue hygienische Möglichkeit zur Anwendung der Non-Touch-Technik. Sie ermöglicht es dem Anwender, den Katheter sicher einzuführen, ohne den Katheterschlauch zu berühren, was eine bessere Kontrolle und einfache Handhabung während der Katheterisierung gewährleistet.

Bedürfnisse und Präferenzen von Anwendern können variieren und die vollständige Abdeckung durch die Schutzhülle bietet eine weitere Option. Unser erweitertes Produktportfolio ermöglicht es mehr Männern, LoFric Origo zu verwenden und so von der einzigartigen Oberfläche und der bewährten Langzeitsicherheit von LoFric zu profitieren.

**Es gibt einen LoFric Origo für jeden Mann.  
Ihre Katheterwahl ist entscheidend.**

## Leicht zu lehren und zu lernen

Das breite Produktportfolio von LoFric Origo mit verschiedenen Non-Touch-Optionen macht es einfach, einen Katheter zu finden, der den individuellen Bedürfnissen eines jeden Anwenders entspricht. Das oberste Ziel ist es, den Lernprozess zu erleichtern, damit mehr Männer den intermittierenden Katheterismus erlernen können.

### Der weltweit erste Katheter mit Umweltsiegel\*

Der Schwan ist das offizielle nordische Umweltzeichen. Es garantiert, dass das Produkt die strengen Umweltkriterien erfüllt.



Gilt für: LoFric Elle, LoFric Origo, LoFric Sense, LoFric Hydro-Kit und LoFric Primo.



#### Leichtes Öffnen

LoFric Origo mit Schutzhülle hat eine Schlaufe an der Verpackung zum einfachen Öffnen.

#### Leicht zu greifen

Eine dünne Hülle entlang des Katheter sorgt dafür, dass der Katheterschlauch leicht überall gegriffen werden kann.

#### Kontrolle während des Einführens

Ermöglicht eine bessere Kontrolle während der Katheterisierung durch den flexiblen Hüllengriff.

## Immer mit LoFric's besonders gleitfähiger Oberfläche

LoFric Origo mit der neuen Schutzhülle hat die gleiche einzigartige Urotonic™ Surface Technology wie alle LoFric Katheter. Die gleitfähige Oberfläche gewährleistet ein sicheres Einführen und Entfernen und macht LoFric Origo optimal für die Langzeitanwendung.

LoFric



Hersteller: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Schweden.  
Telefon: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only