









VaPro™ Katheter – 20 Jahre kontinuierliche Entwicklung und Innovation

2004	VaPro™ Katheter werden in Zusammenarbeit mit Fachkräften entwickelt	
2009	VaPro™ Katheter kommen auf den Markt	
2012	VaPro Plus™ Katheter werden auf Kundennachfrage entwickelt	
2014	VaPro Pocket™ Katheter werden eingeführt	
2015	VaPro Plus Pocket™ Katheter folgen kurz darauf	
2017	VaPro™ F-Style und VaPro Plus™ F-Style Katheter kommen auf den Markt	
2020	Verbesserte VaPro Pocket™ und VaPro Plus Pocket™ Katheter werden auf den Markt gebracht	
2024	HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie wird bei VaPro™ Kathetern eingeführt ¹³	

¹³. Trifft nur auf VaPro™ Katheter in 40cm, 20cm und 40cm F-Style in Langverpackung zu.



Erfahren Sie mehr über die HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie unter www.hollister.ch/hydrabalance

Scannen, um zur Webseite zu gelangen



Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Hollister Schweiz
 Liberty Medical Switzerland AG
 Telefon: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)
 E-Mail: info@hollister.ch

Hollister, das Hollister Logo sowie HydraBalance, Infyna Chic, VaPro, VaPro F-Style, VaPro Plus, VaPro Plus F-Style, VaPro Plus Pocket und VaPro Pocket sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.
 ©2024 Hollister Incorporated.








bald verfügbar

Der neue VaPro™ Katheter mit Schutz durch 100% berührungsfreie Anwendung

Einführung der NEUEN HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie

VaPro™
 Berührungsfreie intermittierende Einmalkatheter

Making a difference in the journey of life.



Der Katheter gleitet mühelos für eine einfache Anwendung. Damit geben wir AnwenderInnen mehr Sicherheit und Zeit im Alltag.¹

Jonny verwendet VaPro™ Katheter
Katie verwendet Infyna Chic™ Katheter

Erleben Sie die einfache Anwendung² und den Komfort³ unserer NEUEN HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie.

Hergestellt aus natürlichen Inhaltsstoffen, bildet die einzigartige Kombination aus hydrophiler Beschichtung und Hydrationsflüssigkeit ein sanft gleitendes Kissen, das nicht nur hilft, die Harnröhre zu schützen, sondern auch für ein sanftes und angenehmes Einführen und Entfernen des Katheters sorgt - für mehr Sicherheit und Natürlichkeit beim Katheterisieren.^{4,5}

Die Vorteile unserer NEUEN HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie:

- Sanftes und angenehmes Einführen und Entfernen des Katheters.⁶
- Hilft, die Harnröhre vor potenziellem Mikrotrauma und Harnwegsinfektionen zu schützen.⁷
- Konzipiert mit der richtigen Balance an natürlichen Inhaltsstoffen, um das Katheterisieren so natürlich wie möglich zu machen.⁸

¹ Hollister Klinische Studie, CLR-00847, 2021 ² Hollister Klinische Studie, CLR-00847, 2021 ³ Hollister Daten, TR-00643, 2023 ⁴ European Association of Urology Nurses (EAUN), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), Seiten 25, 33, 47 ⁵ Hollister Daten, CL-001027 ⁶ Hollister Daten, CL-001015 ⁷ European Association of Urology Nurses (EAUN), Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care – Catheterisation, Urethral Intermittent in Adults Dilatation, urethral intermittent in adults (2013), Seiten 25, 33, 47 ⁸ Hollister Daten, CL-001017

Unsere veränderten Produktmerkmale bringen diese Innovation auf ein neues Niveau.

Mehr Komfort.⁹ Mehr Sicherheit.⁹ Mehr Diskretion.⁹

- 50%¹⁰ kleinere und ergonomischer geformte Schutzhülse für ein angenehmeres Einführen.⁹
- Transparente Schutzhülse und durchsichtiger Katheter zur besseren Visualisierung.
- Jetzt mit der NEUEN HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie.
- Gleicher Schutz durch 100% berührungsfreie Anwendung mit Schutzhülse und Schutzfolie.
- Die Schutzhülse hilft, den sterilen Katheter vor Kontakt mit Bakterien in den ersten 15 mm der distalen Harnröhre zu bewahren und hilft, das Risiko eines Bakterientransfers in den Harntrakt zu reduzieren.¹⁴
- Die Schutzfolie ermöglicht es, den Katheter überall anzufassen und stellt eine Barriere dar, die hilft, Keime vom Katheter fernzuhalten.



Diskreteres Verpackungsdesign

Besser für AnwenderInnen.^{9,11} Besser für die Umwelt.^{9,11}

Es ist wichtig, dass all unsere Verbesserungen nicht nur einen positiven Effekt auf die AnwenderInnen sondern auch auf die Umwelt haben. Deshalb gilt für unsere neuen VaPro™ Katheter¹² mit HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie

- ohne PVC hergestellt
- kommen mit weniger Material aus⁹
- führen zu weniger Abfall⁹



⁹ Im Vergleich zum bisherigen VaPro™ Katheter. ¹⁰ Gemessen an der verarbeiteten Materialmenge. ¹¹ Hollister Daten, CL-001025 ¹² Trifft nur auf VaPro™ Katheter in 40cm, 20cm und 40cm F-Style in Langverpackung zu. ¹⁴ O'Neil A. G. B. et al (1982) A new catheter for the female patient. Aust. N.Z. J. Obstet Gynaec, 22: 151-152

Gleiche Artikelnummer. Neuer Packungsinhalt. Neuer Pharmacode.

Grösse	Länge	Spitze	Trichterfarbe	Bestellnr.		NEU Packungsinhalt	MiGeL	NEU Pharmacode
VaPro™ Katheter 20cm								
8 Ch	20 cm	Nelaton	blau ●	72082		30	15.10.05.00.1	1109487
10 Ch	20 cm	Nelaton	schwarz ●	72102		30	15.10.05.00.1	1109488
12 Ch	20 cm	Nelaton	weiss ○	72122		30	15.10.05.00.1	1109489
14 Ch	20 cm	Nelaton	grün ●	72142		30	15.10.05.00.1	1109490
VaPro™ Katheter 40cm								
8 Ch	40 cm	Nelaton	blau ●	72084		30	15.10.05.00.1	1109491
10 Ch	40 cm	Nelaton	schwarz ●	72104		30	15.10.05.00.1	1109492
12 Ch	40 cm	Nelaton	weiss ○	72124		30	15.10.05.00.1	1109493
14 Ch	40 cm	Nelaton	grün ●	72144		30	15.10.05.00.1	1109494
16 Ch	40 cm	Nelaton	orange ●	72164		30	15.10.05.00.1	1109495
VaPro™ F-Style Katheter 40cm								
8 Ch	40 cm	Nelaton	blau ●	7600084		30	15.10.05.00.1	1109496
10 Ch	40 cm	Nelaton	schwarz ●	7600104		30	15.10.05.00.1	1109497
12 Ch	40 cm	Nelaton	weiss ○	7600124		30	15.10.05.00.1	1109498
14 Ch	40 cm	Nelaton	grün ●	7600144		30	15.10.05.00.1	1109499
16 Ch	40 cm	Nelaton	orange ●	7600164		30	15.10.05.00.1	1109500

Hollister kommuniziert die neuen Produktverbesserungen an alle bestehenden AnwenderInnen.

Ab dem Ende des 1. Quartals 2024 werden Aufkleber auf den Katheterverpackungen von VaPro™ Kathetern und VaPro™ F-Style Kathetern sein, die alle derzeitigen AnwenderInnen über die neuen Produktmerkmale und die HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie informieren.

Die AnwenderInnen werden auf die Webseite der neuen VaPro™ Katheter und der HydraBalance™ Beschichtungs-Technologie geleitet, um mehr zu erfahren und sich Informationsvideos anzusehen.

Sollten die AnwenderInnen zusätzliche Fragen haben, können sie sich an ihren örtlichen Hilfsmittelversorger oder das Hollister Team wenden.



Aufkleber